

# ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИГЛЫ ДЛЯ СШИВАНИЯ



**СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
В БРУМОВЕ**

BSV Kubiš, Příluky 308, 760 01 Zlín, Czech Republic, tel.: +420/577/330 069; fax: +420/577/330 605  
E-mail: [bsv@bsv.zlin.cz](mailto:bsv@bsv.zlin.cz); <http://www.bsv.zlin.cz>






## хирургические иглы • патологические иглы • Описание игл


### Форма



### Ушко



### Острие



Хирургические шовные иглы изготовлены из нержавеющей стали или из углеродистой стали (до распродажи запасов) и подвергнуты температурной обработке таким образом, чтобы они обладали надлежащей твердостью и упругостью. Поверхность игл отшлифована или никелирована. Упаковка по 10 шт., НЕСТЕРИЛЬНАЯ (по желанию заказчика упаковка производится по дюжинам - 12 шт.) - данные иглы перед использованием должны быть стерилизованы согласно предписаниям. Иглы необходимо хранить в сухих помещениях с относительной влажностью до 70%, а также в помещениях, не содержащих агрессивных паров или газов, равно как и газов, которые бы способствовали коррозии игл. В отношении производства и поставок действует стандарт ČSN 85 59 25.

Иглы изображены в масштабе 1 : 1.

**Пример заказа:** Хирургическая игла с трехгранным острием, изогнутость 3/8 окружности, тип «В», размер 10  
ЗАКАЗ: В 10 ..... 1250 шт.





Chirurgické jehly • Surgical needles • хирургические иглы

B

101	B 1	1,4 x 80	▲	
102	B 2	1,4 x 75	▲	
103	B 3	1,3 x 70	▲	
104	B 4	1,3 x 65	▲	
105	B 5	1,2 x 60	▲	
106	B 6	1,2 x 55	▲	
107	B 7	1,1 x 50	▲	
108	B 8	1,0 x 45	▲	
109	B 9	0,9 x 40	▲	
110	B 10	0,9 x 36	▲	
111	B 11	0,8 x 32	▲	
112	B 12	0,7 x 28	▲	
113	B 13	0,7 x 25	▲	
114	B 14	0,6 x 22	▲	
115	B 15	0,6 x 20	▲	
116	B 16	0,6 x 18	▲	

G

300	G 0	1,5 x 85	▲	
301	G 1	1,4 x 80	▲	
302	G 2	1,4 x 75	▲	
303	G 3	1,3 x 70	▲	
304	G 4	1,3 x 65	▲	
305	G 5	1,2 x 60	▲	
306	G 6	1,2 x 55	▲	
307	G 7	1,1 x 50	▲	
308	G 8	1,0 x 45	▲	
309	G 9	0,9 x 40	▲	
310	G 10	0,9 x 36	▲	
311	G 11	0,8 x 32	▲	
312	G 12	0,7 x 28	▲	
313	G 13	0,7 x 25	▲	
314	G 14	0,6 x 22	▲	
315	G 15	0,6 x 20	▲	
316	G 16	0,6 x 18	▲	









Chirurgické jehly • Surgical needles • хирургические иглы

Ob

501	Ob 1	0,6 x 30	▲	
502	Ob 2	0,5 x 25	▲	
503	Ob 3	0,5 x 22	▲	
504	Ob 4	0,5 x 18	▲	
505	Ob 5	0,5 x 16	▲	


601	Og 1	0,6 x 30	▲	
602	Og 2	0,5 x 25	▲	
603	Og 3	0,5 x 22	▲	
604	Og 4	0,5 x 18	▲	
605	Og 5	0,5 x 16	▲	

Og



Ga

401	Ga 1	1,4 x 60	▲	
402	Ga 2	1,4 x 55	▲	
403	Ga 3	1,5 x 50	▲	
404	Ga 4	1,4 x 45	▲	
405	Ga 5	1,3 x 40	▲	
406	Ga 6	1,2 x 35	▲	
407	Ga 7	1,1 x 30	▲	
408	Ga 8	1,0 x 25	▲	
409	Ga 9	0,9 x 22	▲	






Chirurgické jehly • Surgical needles • хирургические иглы


Pb

720	Pb 00	0,8 x 75	●	
700	Pb 0	0,8 x 65	●	
701	Pb 1	0,7 x 55	●	
702	Pb 2	0,7 x 45	●	
703	Pb 3	0,6 x 36	●	
704	Pb 4	0,6 x 30	●	
705	Pb 5	0,6 x 25	●	
706	Pb 6	0,6 x 22	●	




Pd

900	Pd 0	0,8 x 65	●	
901	Pd 1	0,7 x 55	●	
902	Pd 2	0,7 x 45	●	
903	Pd 3	0,6 x 36	●	
904	Pd 4	0,6 x 30	●	
905	Pd 5	0,6 x 25	●	




E

230	E 000	1,2 x 65	●	
220	E 00	1,1 x 56	●	
200	E 0	1,1 x 50	●	
201	E 1	1,0 x 45	●	
202	E 2	0,9 x 40	●	
203	E 3	0,8 x 32	●	
204	E 4	0,7 x 25	●	
205	E 5	0,6 x 20	●	
206	E 6	0,6 x 16	●	



Pc

820	Pc 00	0,8 x 75	●	
800	Pc 0	0,8 x 65	●	
801	Pc 1	0,7 x 55	●	
802	Pc 2	0,7 x 45	●	
803	Pc 3	0,6 x 36	●	
804	Pc 4	0,6 x 30	●	
805	Pc 5	0,6 x 25	●	
806	Pc 6	0,6 x 22	●	








Patologické jehly • Patological needles • патологические иглы


PRZ  
PTZ

002	PRZ 0	1,9 x 125	●	
003	PRZ 1	1,9 x 100	●	
004	PTZ 0	1,9 x 125	▲	
005	PTZ 1	1,9 x 100	▲	
001	PTZ 2	1,4 x 80	▲	



PRS  
PTS

006	PRS 0	1,9 x 125	●	
007	PRS 1	1,9 x 100	●	
008	PTS 0	1,9 x 125	▲	
009	PTS 1	1,9 x 100	▲	







Patologické jehly • Patological needles • патологические иглы

**PRB**  
**PTB**

010	PRB 0	1,9 x 125	●	
011	PRB 1	1,9 x 100	●	



012	PTB 0	1,9 x 125	▲	
013	PTB 1	1,9 x 100	▲	



**PRG**  
**PTG**

014	PRG 0	1,9 x 125	●	
015	PRG 1	1,9 x 100	●	

016	PTG 0	1,9 x 125	▲	
017	PTG 1	1,9 x 100	▲	





BSV - KUBIŠ, Příluky 308, 760 01 ZLÍN  
Czech Republic  
Tel./fax: +420/636/330605  
E-mail: [bsv@bsv.zlin.cz](mailto:bsv@bsv.zlin.cz)  
<http://www.bsv.zlin.cz>