

CHIRURGICKÉ ŠICÍ JEHLY
SURGICAL SUTURE NEEDLES
CHIRURGISCHE NÄHNADELN




BRUMOVSKÁ SPECIÁLNÍ VÝROBA
SPECIAL PRODUCTION FACILTY IN BRUMOV
BRUMOVER SPEZIALHERSTELLUNG




Popis jehel • Description of needle • Nadelbeschreibung

Tvary Forms Formen



Ouško Eye Öhr



Špice Points Spitzen



Chirurgické šicí jehly jsou zhotoveny z nerez oceli popřípadě z uhlíkaté oceli (do vyprodání zásob) a tepelně zpracovány tak, aby získali potřebnou tvrdost a pružnost. Povrch jehel je leštěný nebo niklovaný. Balení se provádí po 10 kusech NESTERILNÍ (podle přání zákazníka po tuctech) - tyto jehly se musí před použitím sterilizovat podle platných předpisů. Jehly je vhodné skladovat v suchých místnostech s relativní vlhkostí do 70 % a v místnostech neobsahujících agresivní páry nebo plyny, které by mohly způsobit korozi jehel. Pro výrobu a dodávky je platná ČSN 85 59 25. Jehly jsou zobrazeny v poměru 1 : 1.

Příklad objednávky: Chirurgická jehla s tříhrannou špicí, zakřivení 3/8 kruhu, typ B, velikost 10
OBJEDNÁVKA : B 10 1250 kusů

The surgical needles as made of stainless steel, and/or carbon steel (until stocks are sold) and they are heat-treated so as to attain the needed hardness and flexibility. Surface of needles is polished or nickel-plated. Packaging is by 10 pieces NON-STERILE (on customer's request by the dozen) - prior to use these needles must be sterilized in compliance with local regulations. The needles should be stored in dry rooms with relative humidity up to 70% and in rooms free from aggressive vapours and gases that could cause needle corrosion. Manufacture and deliveries are in compliance with the Czech standard ČSN 85 59 25. Needles are depicted on a scale 1 : 1

Example of a purchase order: Surgical needle with a triangular point, curvature 3/8 of circle, type B, size 10
PURCHASE ORDER: B 10.....1250 pieces

Chirurgische Nadeln werden aus rostfreiem Stahl beziehungsweise aus Kohlenstoffstahl (bis zum Ausverkauf der Bestände) gefertigt und so wärmebehandelt, dass sie die erforderliche Härte und Elastizität erhalten. Die Nadeloberfläche wird poliert oder vernickelt. Die Verpackung erfolgt zu je 10 Stück INSTERIL (auf Kundenwunsch zu je einem Dutzend) - diese Nadeln müssen vor dem Gebrauch gemäß den geltenden Vorschriften sterilisiert werden. Die Nadeln sollten in trockenen Räumen mit einer relativen Luftfeuchtigkeit bis 70% gelagert werden, in denen sich keine aggressiven Dämpfe oder Gase befinden, die eine Korrosion der Nadeln hervorrufen könnten. Für die Herstellung und Lieferung gilt die Norm ČSN 85 59 25. Die Nadeln sind im Maßstab 1:1 dargestellt.

Bestellbeispiel: Chirurgische Nadeln mit Dreikantspitze, Krümmung 3/8 Kreis, Typ B Größe 10
BESTELLUNG: B 10 1250 Stück





Chirurgické jehly • Surgical needles • Chirurgische Nadeln

B

101	B 1	1,4 x 80	▲	
102	B 2	1,4 x 75	▲	
103	B 3	1,3 x 70	▲	
104	B 4	1,3 x 65	▲	
105	B 5	1,2 x 60	▲	
106	B 6	1,2 x 55	▲	
107	B 7	1,1 x 50	▲	
108	B 8	1,0 x 45	▲	
109	B 9	0,9 x 40	▲	
110	B 10	0,9 x 36	▲	
111	B 11	0,8 x 32	▲	
112	B 12	0,7 x 28	▲	
113	B 13	0,7 x 25	▲	
114	B 14	0,6 x 22	▲	
115	B 15	0,6 x 20	▲	
116	B 16	0,6 x 18	▲	

G

300	G 0	1,5 x 85	▲	
301	G 1	1,4 x 80	▲	
302	G 2	1,4 x 75	▲	
303	G 3	1,3 x 70	▲	
304	G 4	1,3 x 65	▲	
305	G 5	1,2 x 60	▲	
306	G 6	1,2 x 55	▲	
307	G 7	1,1 x 50	▲	
308	G 8	1,0 x 45	▲	
309	G 9	0,9 x 40	▲	
310	G 10	0,9 x 36	▲	
311	G 11	0,8 x 32	▲	
312	G 12	0,7 x 28	▲	
313	G 13	0,7 x 25	▲	
314	G 14	0,6 x 22	▲	
315	G 15	0,6 x 20	▲	
316	G 16	0,6 x 18	▲	







Chirurgické jehly • Surgical needles • Chirurgische Nadeln

Ob

501	Ob 1	0,6 x 30	▲	
502	Ob 2	0,5 x 25	▲	
503	Ob 3	0,5 x 22	▲	
504	Ob 4	0,5 x 18	▲	
505	Ob 5	0,5 x 16	▲	


601	Og 1	0,6 x 30	▲	
602	Og 2	0,5 x 25	▲	
603	Og 3	0,5 x 22	▲	
604	Og 4	0,5 x 18	▲	
605	Og 5	0,5 x 16	▲	

Og



Ga

401	Ga 1	1,4 x 60	▲	
402	Ga 2	1,4 x 55	▲	
403	Ga 3	1,5 x 50	▲	
404	Ga 4	1,4 x 45	▲	
405	Ga 5	1,3 x 40	▲	
406	Ga 6	1,2 x 35	▲	
407	Ga 7	1,1 x 30	▲	
408	Ga 8	1,0 x 25	▲	
409	Ga 9	0,9 x 22	▲	






Chirurgické jehly • Surgical needles • Chirurgische Nadeln


Pb

720	Pb 00	0,8 x 75	●	
700	Pb 0	0,8 x 65	●	
701	Pb 1	0,7 x 55	●	
702	Pb 2	0,7 x 45	●	
703	Pb 3	0,6 x 36	●	
704	Pb 4	0,6 x 30	●	
705	Pb 5	0,6 x 25	●	
706	Pb 6	0,6 x 22	●	




Pd

900	Pd 0	0,8 x 65	●	
901	Pd 1	0,7 x 55	●	
902	Pd 2	0,7 x 45	●	
903	Pd 3	0,6 x 36	●	
904	Pd 4	0,6 x 30	●	
905	Pd 5	0,6 x 25	●	




E

230	E 000	1,2 x 65	●	
220	E 00	1,1 x 56	●	
200	E 0	1,1 x 50	●	
201	E 1	1,0 x 45	●	
202	E 2	0,9 x 40	●	
203	E 3	0,8 x 32	●	
204	E 4	0,7 x 25	●	
205	E 5	0,6 x 20	●	
206	E 6	0,6 x 16	●	



Pc

820	Pc 00	0,8 x 75	●	
800	Pc 0	0,8 x 65	●	
801	Pc 1	0,7 x 55	●	
802	Pc 2	0,7 x 45	●	
803	Pc 3	0,6 x 36	●	
804	Pc 4	0,6 x 30	●	
805	Pc 5	0,6 x 25	●	
806	Pc 6	0,6 x 22	●	







Patologické jehly • Patological needles • Patologische Nadeln



002	PRZ 0	1,9 x 125	●	
003	PRZ 1	1,9 x 100	●	
004	PTZ 0	1,9 x 125	▲	
005	PTZ 1	1,9 x 100	▲	
001	PTZ 2	1,4 x 80	▲	



006	PRS 0	1,9 x 125	●	
007	PRS 1	1,9 x 100	●	
008	PTS 0	1,9 x 125	▲	
009	PTS 1	1,9 x 100	▲	







Patologické jehly • Pathological needles • Patologische Nadeln

PRB
PTB

010	PRB 0	1,9 x 125	●	
011	PRB 1	1,9 x 100	●	



012	PTB 0	1,9 x 125	▲	
013	PTB 1	1,9 x 100	▲	



PRG
PTG

014	PRG 0	1,9 x 125	●	
015	PRG 1	1,9 x 100	●	

016	PTG 0	1,9 x 125	▲	
017	PTG 1	1,9 x 100	▲	





BSV - KUBIŠ, Příluky 308, 760 01 ZLÍN
Czech Republic
Tel./fax: +420/636/330605
E-mail: bsv@bsv.zlin.cz
<http://www.bsv.zlin.cz>